

Impactis M

aparat do terapii falą uderzeniową



TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ

- dedykowany transponder do medycyny estetycznej
- aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania
- ergonomiczne ukształtowanie przodu głowicy poprawiające komfort trzymania
- za pomocą urządzenia w wersji zainstalowanej można wykonać ponad 2 000 000 uderzeń
- zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia wykonanie kolejnych 2 000 000 uderzeń lub więcej

TRYBY EMISJI FAL UDERZENIOWYCH

- pojedynczy
- ciągły
- burst

PROGRAMY ZABIEGOWE

- 43 programy wbudowane



PARAMETRY TECHNICZNE

- | | |
|---|----------------------------------|
| • ciśnienie kompresora | 1 – 5 bar |
| • częstotliwość emisji impulsów (uderzeń) | 1 – 25 Hz |
| • ilość uderzeń | 1 – 10 000 |
| • gęstość mocy | maks. 3 mJ/mm ² |
| • żywotność systemu balistycznego | > 2 milion cykli |
| • zasilanie | 100-240 V, 47-63 Hz, 24VDC 6,25A |
| • wymiary aparatu | 36,1 x30,4 x15,1 cm |
| • masa sterownika | 7 kg |
| • masa z aplikatorem i zasilaczem | 9 kg |



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- kabel zasilający (1 szt.)
- zasilacz impulsowy (1 szt.)
- aplikator fali uderzeniowej (1 szt.)
- transmitter 10 mm (1 szt.)
- transmitter 15 mm (1 szt.)
- transmitter 20 mm (1 szt.)
- zapasowe uszczelki 8x3, 12x3, 13x3 (po 2 szt.)
- zapasowa sprężyna elastomerowa (2 szt.)
- żel do ultradźwięków 500 g (1 szt.)
- zapasowy bezpiecznik zwłoczny (1 szt.)
- uchwyt aplikatora (1 szt.)
- klucz do komory pocisku (1 szt.)
- wkrętak do montażu uchwytu (1 szt.)
- ściereczka do wyświetlacza (1 szt.)
- rysik do wyświetlacza (1 szt.)
- instrukcja obsługi (1 szt.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- transmitter 35 mm
- zestaw naprawczy (system balistyczny)
- słuchawki ochronne
- torba na aparat i wyposażenie
- stolik pod aparat typu ELF X